


PDSynth



Sutura quirúrgica absorbible sintética estéril de polidioxanona monofilamento

Características de PDSynth

- Excelente resistencia a la tracción extendida con manejo mejorado.
- Reacción tisular mínima con tasa de absorción predecible.
- Amarre de nudo liso con excelente seguridad de nudo.
- Proporciona soporte para heridas durante períodos más largos.

- También disponible como sutura de asa en tamaño 1 y 1-0

La sutura de polidioxanona es el material de elección en los procedimientos quirúrgicos en los que se requiere una combinación de una sutura absorbible y un soporte prolongado de la herida (hasta seis semanas) para el cierre de la herida, la aproximación de los tejidos blandos y/o la ligadura. Las suturas PDSynth proporcionan soporte a la herida hasta 42 días y se absorben por hidrólisis (dentro de los 180 a 210 días posteriores a la implantación).

PDSynth

Aplicaciones

- Aproximación de tejidos blandos.
- Cierre de la funda del recto.
- Cierre de la fascia y del tracto gastrointestinal.
- Cirugía cardiovascular pediátrica.
- Cirugía ortopédica.
- Cirugías geriátricas.

Detalles Técnicos

- Monofilamento Polidioxanona.
- Disponible en variantes teñidas (violeta) y sin teñir.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Vida útil de 5 años.

Gama

Descripción	PDSynth
Calibre	Tamaños U.S.P disponibles: 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Longitud con Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Longitud sin Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Aguja	Longitud de la aguja: de 4 mm a 90 mm en todos los perfiles de punta de aguja

PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA.	1 USP	90CM	9C90DZ35
		36MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA.	1 USP	90CM	9C90DZ36
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA.	1 USP	70CM	9C70DZ40
		40MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA.	1 USP	75CM	9C75DZ40
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA.	1 USP	90CM	9C90DZ40
		13MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY13
		14MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY14
		15MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY15
		16MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY16
		17MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY17
		18MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY18
		19MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, CIRCULO, PUNTA CORTANTE, INCOLORA 3/8	5-0 USP	45CM	9H45CY19
		13MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0 USP	75CM	9I75CZ13
		14MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0 USP	75CM	9I75CZ14
		15MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0 USP	75CM	9I75CZ15
		13MM	SUTURA POLIDIOXANONA, DOBLE 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	75CM	9I75CZ13DA
		14MM	SUTURA POLIDIOXANONA, DOBLE 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	75CM	9I75CZ14DA

PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		15MM	SUTURA POLIDIOXANONA, DOBLE 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	75CM	9I75CZ15DA
		9MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0 USP	70CM	9J70CZ9

Catálogo Exclusivo para Surgitec Panamá, S.A.
Derechos de autor Healthium Medtech Limited