

Trulene



Sutura quirúrgica monofilamento de polipropileno estéril no absorbible

Características de Trulene

- Baja reactividad tisular.
- Alta resistencia a la tracción.
- La alta plasticidad permite una mejor adaptación de la cicatrización de heridas.
- Fácil de quitar: ideal para realizar cierres subcuticulares.
- No se adhiere a los tejidos y se puede utilizar como sutura intradérmica.
- Esta sutura está indicada para el cierre de la piel y en procedimientos quirúrgicos en los que se requiere una combinación de una sutura no absorbible y un soporte de la herida a largo plazo para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. Provoca una reacción inflamatoria inicial mínima en los tejidos, a la que sigue la encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. No se absorbe, ni está sujeto a degradación o debilitamiento por la acción de las enzimas tisulares.

Trulene

Aplicaciones

- Reparación de hernias
- Fijación permanente
- Cirugía general
- Microcirugía
- Cirugía ortopédica
- Cirugía cardiovascular
- Cirugía plástica
- Cirugía oftálmica
- Neurocirugía

Detalles Técnicos

- Polipropileno monofilamento
- Disponible en color azul, teñido con azul ftalocianina
- Esterilizado por óxido de etileno
- Vida útil de 5 años

Gama

Descripción	Trulene
Calibre	Tamaños U.S.P disponibles: 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Longitud con Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Longitud sin Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Aguja	Longitud de la aguja: de 4 mm a 90 mm en todos los perfiles de punta de aguja

Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		75MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE , 3 HEBRAS	2	50CM	8B3X50CX75
		76MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE , 3 HEBRAS	2	50CM	8B3X50CX76
		77MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE, 3 HEBRAS	2	50CM	8B3X50CX77
		35MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1	75CM	8C75DZ35
		36MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1	75CM	8C75DZ36
		37MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1	75CM	8C75DZ37
		35MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0	75CM	8D75DZ35
		36MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0	75CM	8D75DZ36
		37MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0	75CM	8D75DZ37
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	2-0	75CM	8E75DZ25DA
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	2-0	75CM	8E75DZ26DA
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	2-0	90CM	8E90DZ25DA
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	2-0	90CM	8E90DZ26DA
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	2-0	75CM	8E75DZ25
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	2-0	75CM	8E75DZ26
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	2-0	90CM	8E90DZ25
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	2-0	90CM	8E90DZ26
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0	75CM	8F75DZ25
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0	75CM	8F75DZ26
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	90CM	8F90DZ25DA


Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	90CM	8F90DZ26DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	75CM	8F75DZ15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	75CM	8F75DZ16DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	75CM	8F75DZ17DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	90CM	8F90DZ15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	90CM	8F90DZ16DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	3-0	90CM	8F90DZ17DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ16DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ17DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ16DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ17DA
		20MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ20DA
		21MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ21DA
		22MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ22DA
		20MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ20DA
		21MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ21DA
		22MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ22DA
		25MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ25DA

Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		26MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ26DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	70CM	8G70DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	70CM	8G70DZ13DA
		14MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	70CM	8G70DZ14DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	70CM	8G70DZ15DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ13DA
		14MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75DZ14DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ13DA
		14MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ14DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75CY15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75CY16DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75CY17DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90CY15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90CY16DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90CY17DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	60CM	8G60CY13DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	70CM	8G70CY13DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75CY13DA



Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75CZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	75CM	8G75CZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0	45CM	8G45CY12
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0	45CM	8G45CY13
		19MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0	45CM	8G45CY19
		20MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0	45CM	8G45CY20
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	4-0	90CM	8G90DZ17DAPL3
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ11DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ13DA
		14MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ14DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60DZ15DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ11DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ13DA
		14MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ14DA








Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70DZ15DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ11DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ13DA
		14MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ14DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ15DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ17DA
		17MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90DZ17DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ9DA
		9.4MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ9.4DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ11DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70M	8H70CZ9DA
		9.4MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70M	8H70CZ9.4DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70CZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70CZ11DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ9DA
		9.4MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ9.4DA









Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ11DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90M	8H90CZ9DA
		9.4MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90M	8H90CZ9.4DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90CZ10DA
		11MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90CZ11DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90CZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90CZ13DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75DZ16DA
		15MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90DZ15DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	90CM	8H90DZ16DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0	45CM	8H45CY12
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0	45CM	8H45CY13
		9.1MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ9.1DA
		9.2MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ9.2DA
		9.3MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	60CM	8H60CZ9.3DA
		9.1MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70CZ9.1DA
		9.2MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70CZ9.2DA




Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		9.3MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	70CM	8H70CZ9.3DA
		9.1MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ9.1DA
		9.2MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ9.2DA
		9.3MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	5-0	75CM	8H75CZ9.3DA
		8MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0	75CM	8I75DZ8DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	6-0	60CM	8I60DZ10DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	70CM	8I70DZ10DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	75CM	8I75DZ10DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	60CM	8I60DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	60CM	8I60DZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	70CM	8I70DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	70CM	8I70DZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	75CM	8I75DZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	75CM	8I75DZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	60CM	8I60CZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	60CM	8I60CZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	70CM	8I70CZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	70CM	8I70CZ13DA
		12MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0	75CM	8I75CZ12DA
		13MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA , DOBLE AGUJA	6-0	75CM	8I75CZ13DA

Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60CZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60CZ10DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	70CM	8J70CZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	70CM	8J70CZ10DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	75CM	8J75CZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	75CM	8J75CZ10DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	60CM	8J60CZ9
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	60CM	8J60CZ10
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	70CM	8J70CZ9
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	70CM	8J70CZ10
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	75CM	8J75CZ9
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0	75CM	8J75CZ10
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA AGUJA NO REFLECTIVA	7-0	60CM	8J60CZ9B
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA AGUJA NO REFLECTIVA	7-0	60CM	8J60CZ10B
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA AGUJA NO REFLECTIVA	7-0	70CM	8J70CZ9B
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA AGUJA NO REFLECTIVA	7-0	70CM	8J70CZ10B
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA AGUJA NO REFLECTIVA	7-0	75CM	8J75CZ9B
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA AGUJA NO REFLECTIVA	7-0	75CM	8J75CZ10B
		7MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60DZ7DA
		8MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60DZ8DA

Trulene

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA(MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60DZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60DZ10DA
		7MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	70CM	8J70DZ7DA
		8MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	70CM	8J70DZ8DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	70CM	8J70DZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	70CM	8J70DZ10DA
		7MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	75CM	8J75DZ7DA
		8MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	75CM	8J75DZ8DA
		9MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	75CM	8J75DZ9DA
		10MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	75CM	8J75DZ10DA
		7MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, DOBLE AGUJA	7-0	60CM	8J60DZ7DA
		6MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA, DOBLE AGUJA	10-0	30CM	8M30CS6DA
		6.2MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA, DOBLE AGUJA	10-0	30CM	8M30CS6.2DA
		6.5MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	10-0	30CM	8M30CS6.5DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO RECTA ESPATULADA, DOBLE AGUJA	10-0	20CM	8M20AS16DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO RECTA ESPATULADA, DOBLE AGUJA	10-0	25CM	8M25AS16DA
		16MM	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO RECTA ESPATULADA, DOBLE AGUJA	10-0	30CM	8M30AS16DA