

Trulon



Sutura quirúrgica estéril no absorbible de monofilamento de poliamida (Nylon)

Características de Trulon

- Baja reactividad tisular.
- Alta resistencia a la tracción.
- Excelente elasticidad y manejo.
- Textura suave para un traumatismo tisular mínimo.

Esta sutura está indicada para el cierre cutáneo y en procedimientos quirúrgicos donde se requiere una combinación de sutura no absorbible y soporte a largo plazo de la herida (excepto cuando se requiere retención permanente de la resistencia a la tracción) para la aproximación o ligadura de tejidos blandos. Provoca una reacción inflamatoria inicial mínima en el tejido, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. Aunque esta sutura no se absorbe, la hidrólisis progresiva de la sutura in vivo puede provocar una pérdida gradual de la resistencia a la tracción con el tiempo.

Trulon

Aplicaciones

- Cierre cuticular y subcuticular
- Cirugía ortopédica
- Cirugía oftálmica
- Cirugía general
- Microcirugía

Detalles Técnicos

- Poliamida monofilamento
- Disponible en formas teñidas de negro y azul; teñido de color negro con madera de tronco negro hemateína, y teñido de color azul con azul FD&C 2
- Esterilizado por óxido de etileno
- Vida útil de 5 años

Gama

Descripción	Trulon
Calibre	Tamaños U.S.P disponibles: 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Longitud con Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Longitud sin Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Aguja	Longitud de la aguja: de 4 mm a 90 mm en todos los perfiles de punta de aguja










Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	100	3D100DZ45L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	120	3D120DZ45L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	150	3D150DZ45L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	160	3D160DZ45L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	100	3D100DZ46L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	120	3D120DZ46L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	150	3D150DZ46L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	160	3D160DZ46L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	100	3D100DZ47L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	120	3D120DZ47L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	150	3D150DZ47L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	160	3D160DZ47L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	100	3D100DZ48L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	120	3D120DZ48L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	150	3D150DZ48L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	160	3D160DZ48L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	100	3D100DZ49L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	120	3D120DZ49L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	150	3D150DZ49L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	160	3D160DZ49L
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	100	3D100DZ50L
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	120	3D120DZ50L
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	150	3D150DZ50L
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	0 USP	160	3D160DZ50L
















Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NUMERO DE CATALOGO
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	75	3C75DZ40
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	90	3C90DZ40
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	100	3C100DZ40
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA	1 USP	75	3C75DZ40H
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA	1 USP	90	3C90DZ40H
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA	1 USP	100	3C100DZ40H
		40	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	75	3C75DZ40L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	100	3C100DZ45L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	110	3C110DZ45L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	120	3C120DZ45L
		45	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	150	3C150DZ45L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	100	3C100DZ46L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	120	3C120DZ46L
		46	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	150	3C150DZ46L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	100	3C100DZ47L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	120	3C120DZ47L
		47	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	150	3C150DZ47L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	100	3C100DZ48L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	120	3C120DZ48L
		48	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	150	3C150DZ48L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	100	3C100DZ49L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	120	3C120DZ49L
		49	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	150	3C150DZ49L













Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NUMERO DE CATALOGO
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	100	3C100DZ50L
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	120	3C120DZ50L
		50	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA CON LAZO	1 USP	150	3C150DZ50L
		75	DOBLE AGUJA, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2 USP	75	3B75CY75DA
		76	DOBLE AGUJA, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2 USP	75	3B75CY76DA
		77	DOBLE AGUJA, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2 USP	75	3B75CY77DA
		78	DOBLE AGUJA, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2 USP	75	3B75CY78DA
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	45	3E45CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	45	3E45CY20
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	60	3E60CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	60	3E60CY20
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	70	3E70CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	70	3E70CY20
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75	3E75CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75	3E75CY20
		24	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	45	3E45CY24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	45	3E45CY25
		26	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	45	3E45CY26
		24	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	60	3E60CY24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	60	3E60CY25
		26	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	60	3E60CY26
		24	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75	3E75CY24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75	3E75CY25


Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NUMERO DE CATALOGO
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CY20
		22	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CX22
		24	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CX24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CX25
		22	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	60	3F60CX22
		24	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	60	3F60CX24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	60	3F60CX25
		24	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CY24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45	3F45CY25
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75	3F75CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75	3F75CY20
		24	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75	3F75CY24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75	3F75CY25
		24	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	75	3F75CX24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	75	3F75CX25
		60	RECTA CORTANTE	3-0 USP	75	3F75AY60
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45	3G45CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45	3G45CY20
		13	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, 5 HEBRAS, TRENZADO	4-0 USP	45	3G5X45DZ13
		13	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, 6 HEBRAS, TRENZADO	4-0 USP	45	3G6X45DZ13

Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NUMERO DE CATALOGO
		13	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, 7 HEBRAS, TRENZADO	4-0 USP	45	3G7X45DZ13
		13	1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA, 8 HEBRAS, TRENZADO	4-0 USP	45	3G8X45DZ13
		12	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45	3G45CY12
		13	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45	3G45CY13
		13	1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	45	3G45DX13
		14	1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	45	3G45DX14
		15	1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	45	3G45DX15
		16	1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	45	3G45DX16
		24	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45	3G45CY24
		25	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45	3G45CY25
		19	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45	3H45CY19
		20	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45	3H45CY20
		12	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45	3H45CY12
		13	3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45	3H45CY13
		12	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	5-0 USP	45	3H45CX12
		13	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	5-0 USP	45	3H45CX13
		12	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	6-0 USP	45	3I45CY12
		13	3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	6-0 USP	45	3I45CY13
		6.4	3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	8-0 USP	13	3K13CZ6.4
		6.4	3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	8-0 USP	14	3K14CZ6.4
		6.4	3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	8-0 USP	15	3K15CZ6.4

Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		6.5	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	8-0 USP	13	3K13CZ6.5
		6.5	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	8-0 USP	14	3K14CZ6.5
		6.5	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	8-0 USP	15	3K15CZ6.5
		6.4	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	9-0 USP	13	3L13CZ6.4
		6.5	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	9-0 USP	13	3L13CZ6.5
		5.5	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS5.5DA
		5.6	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS5.6DA
		5.7	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS5.7DA
		5.8	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS5.8DA
		5.9	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS5.9DA
		6.0	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS6DA
		6.1	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS6.1DA
		6.2	1/2 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30DS6.2DA
		5.5	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS5.5DA
		5.6	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS5.6DA
		5.7	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS5.7DA
		5.8	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS5.8DA
		5.9	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS5.9DA
		6.0	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS6DA
		6.1	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS6.1DA
		6.2	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS6.2DA

Trulon

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA (mm)	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		6.3	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS6.3
		6.4	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS6.4
		6.5	3/8 CÍRCULO DOBLE PUNTA ESPATULADA	10-0 USP	30	3M30CS6.5
		3.8	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	10-0 USP	13	3M13DZ3.8
		3.8	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	10-0 USP	15	3M15DZ3.8
		4.0	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	10-0 USP	13	3M13DZ4
		4.0	3/8 CÍRCULO PUNTA REDONDA	10-0 USP	15	3M15DZ4

Catálogo Exclusivo para Surgitec Panamá, S.A.
Derechos de autor Healthium Medtech Limited