

Trusilk



Sutura quirúrgica estéril no absorbible de seda trenzada negra

Características de Trusilk

- Fibras naturales de seda trenzadas.
- Textura suave para un traumatismo tisular mínimo.
- Alta resistencia a la tracción.
- Suave, flexible y muy fácil de manejar.
- Amarre de nudo liso con excelente seguridad de nudo

Esta sutura está indicada para el cierre de la piel y en procedimientos quirúrgicos en los que se requiere una combinación de una sutura no absorbible y un soporte de la herida a largo plazo (excepto cuando se requiere una retención permanente de la resistencia a la tracción) para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. Provoca una reacción inflamatoria inicial en el tejido, a la que sigue la encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. Mientras esta sutura no se absorbe, la degradación progresiva de las fibras de seda proteicas in vivo puede dar lugar a una pérdida gradual de la resistencia a la tracción de la sutura durante un período de tiempo.

Trusilk

Aplicaciones

- Cirugía general.
- Cirugía oftálmica.
- Cirugía cardiovascular.
- Cirugía gastrointestinal.
- Cirugía ortopédica.

Detalles Técnicos

- Preparado a partir de una proteína orgánica llamada fibroína.
- Recubierto con cera de abeja y silicona.
- Disponible en forma teñida de negro.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Vida útil de 5 años.

Gama

Descripción	Trusilk
Calibre	Tamaños U.S.P disponibles: 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Longitud con Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Longitud sin Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Aguja	Longitud de la aguja: de 4 mm a 90 mm en todos los perfiles de punta de aguja

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	0 USP	60CM	5D6X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	0 USP	60CM	5D7X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	0 USP	60CM	5D8X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	0 USP	60CM	5D9X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	0 USP	60CM	5D10X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	0 USP	70CM	5D6X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	0 USP	70CM	5D7X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	0 USP	70CM	5D8X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	0 USP	70CM	5D9X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	0 USP	70CM	5D10X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	0 USP	75CM	5D6X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	0 USP	75CM	5D7X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	0 USP	75CM	5D8X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	0 USP	75CM	5D9X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	0 USP	75CM	5D10X75
		24MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	0 USP	75CM	5D75CY24
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0 USP	75CM	5D75DZ25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0 USP	75CM	5D75DZ26
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0 USP	90CM	5D90DZ25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	0 USP	90CM	5D90DZ26
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	75CM	5C75DZ25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	75CM	5C75DZ26
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	90CM	5C90DZ25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	1 USP	90CM	5C90DZ26
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C6X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C7X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C8X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C9X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C10X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 11 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C11X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 12 HEBRAS.	1 USP	60CM	5C12X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C6X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C7X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C8X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C9X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C10X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 11 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C11X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 12 HEBRAS.	1 USP	70CM	5C12X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C6X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C7X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C8X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C9X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C10X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 11 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C11X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 12 HEBRAS.	1 USP	75CM	5C12X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E6X60

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E7X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E8X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E9X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E10X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 11 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E11X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 12 HEBRAS.	2-0 USP	60CM	5E12X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E6X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E7X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E8X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E9X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E10X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 11 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E11X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 12 HEBRAS.	2-0 USP	75CM	5E12X75
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	2-0 USP	75CM	5E75DZ25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	2-0 USP	75CM	5E75DZ26
		24MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75CM	5E75CY24
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75CM	5E75CY25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75CM	5E75CY26
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75CM	5E75CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	2-0 USP	75CM	5E75CY20
		24MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	40CM	5F40CY24
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	40CM	5F40CY25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	40CM	5F40CY26
		24MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45CY24
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45CY25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45CY26
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ25

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ26
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ15
		16MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ16
		17MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ17
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45CY20
		24MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75CY24
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75CY25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75CY26
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45DY19
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	60CM	5F60DY19
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	70CM	5F70DY19
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75DY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	45CM	5F45DY20
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	60CM	5F60DY20
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	70CM	5F70DY20
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75DY20

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ20
		22MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	3-0 USP	75CM	5F75DZ22
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	3-0 USP	75CM	5F75CY20
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	3-0 USP	75CM	5F6X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	3-0 USP	75CM	5F7X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	3-0 USP	75CM	5F8X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	3-0 USP	75CM	5F9X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	3-0 USP	75CM	5F10X75
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	5G45CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	5G45CY20
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	60CM	5G60CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	60CM	5G60CY20
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	70CM	5G70CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	70CM	5G70CY20
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	4-0 USP	60CM	5G6X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	4-0 USP	60CM	5G7X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	4-0 USP	60CM	5G8X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	4-0 USP	60CM	5G9X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	4-0 USP	60CM	5G10X60
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	4-0 USP	70CM	5G6X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	4-0 USP	70CM	5G7X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	4-0 USP	70CM	5G8X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	4-0 USP	70CM	5G9X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	4-0 USP	70CM	5G10X70
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 6 HEBRAS.	4-0 USP	75CM	5G6X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 7 HEBRAS.	4-0 USP	75CM	5G7X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 8 HEBRAS.	4-0 USP	75CM	5G8X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 9 HEBRAS.	4-0 USP	75CM	5G9X75
		Sin Aguja	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 10 HEBRAS.	4-0 USP	75CM	5G10X75
		25MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	75CM	5G75DZ25
		26MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	75CM	5G75DZ26
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	60CM	5G60DZ15

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		16MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	60CM	5G60DZ16
		17MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	60CM	5G60DZ17
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	70CM	5G70DZ15
		16MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	70CM	5G70DZ16
		17MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	70CM	5G70DZ17
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	75CM	5G75DZ15
		16MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	75CM	5G75DZ16
		17MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	4-0 USP	75CM	5G75DZ17
		12MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	5G45CY12
		13MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	5G45CY13
		14MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	5G45CY14
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	5G45CY15
		13MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	5H70DZ13
		14MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	5H70DZ14
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	5H70DZ15
		13MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	5H75DZ13
		14MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	5H75DZ14

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	5H75DZ15
		18MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45CM	5H45CY18
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45CM	5H45CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45CM	5H45CY20
		18MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	75CM	5H75CY18
		19MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	75CM	5H75CY19
		20MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	75CM	5H75CY20
		12MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45CM	5H45CY12
		13MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	5-0 USP	45CM	5H45CY13
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	5H70DZ15
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	5H75DZ15
		12MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY12
		13MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY13
		15MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY15
		16MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY16
		17MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY17
		10MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY10

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		11MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY11
		12MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	5I45CY12
		9MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	45CM	5I45CZ9
		10MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	45CM	5I45CZ10
		11MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	45CM	5I45CZ11
		9MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	60CM	5I60CZ9
		10MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	60CM	5I60CZ10
		11MM	SEDA TRENZADA SILICONIZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	60CM	5I60CZ11
		6.4MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	7-0 USP	30CM	5J30CS6.4DA
		6.5MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	7-0 USP	30CM	5J30CS6.5DA
		7MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	7-0 USP	30CM	5J30CS7DA
		6.4MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	7-0 USP	45CM	5J45CS6.4DA
		6.5MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	7-0 USP	45CM	5J45CS6.5DA
		7MM	SEDA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	7-0 USP	45CM	5J45CS7DA
		6MM	SEDA TRENZADA 1/4 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	8-0 USP	45CM	5K45BS6DA
		6.2MM	SEDA TRENZADA 1/4 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	8-0 USP	45CM	5K45BS6.2DA
		6.5MM	SEDA TRENZADA 1/4 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	8-0 USP	45CM	5K45BS6.5DA

Trusilk

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCIÓN DE LA AGUJA	USP	LONGITUD (cm)	NÚMERO DE CATALOGO
		7MM	SEDA TRENZADA 1/4 CIRCULO PUNTA ESPATULADA	8-0 USP	45CM	5K45BS7DA

Catálogo Exclusivo para Surgitec Panamá, S.A.
Derechos de autor Healthium Medtech Limited